

INFLUENZA A & B, H1N1 ET BORDETELLA PERTUSSIS / PARAPERTUSSIS

Numéro de document	LA-75-WI-065F_02.30
Date de révision	2024-Oct-23
Type d'échantillon requis	Sécrétion nasale.
Fournitures médicales	<ul style="list-style-type: none"> • Influenza A & B (code : FLUAPCR & FLUBPCR) : Écouvillon nasal et rhino-pharyngé dans le milieu de transport approprié (écouvillon UTM ou Puritan, avec bouchon rouge et liquide rose). • H1N1 (code : FLUSWN) : Écouvillon nasal et rhino-pharyngé dans le milieu de transport approprié (écouvillon UTM ou Puritan, avec bouchon rouge et liquide rose). • Bordetella Pertussis (BORP) & Bordetella parapertussis (BORPP) : Écouvillon nasal et rhino-pharyngé dans le milieu de transport approprié (écouvillon UTM ou Puritan, avec bouchon rouge et liquide rose).
Guide d'utilisation	<ol style="list-style-type: none"> 1) Une double identification (prénom et nom du patient, date de naissance ou numéro de RAMQ) doit être faite pour tous les spécimens. 2) L'utilisation des gants est nécessaire lors de la manipulation des échantillons biologiques. 3) Une requête valide doit inclure les informations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Prénom et nom du patient, date de naissance ou numéro de RAMQ et le sexe. • La date et l'heure de la collecte de l'échantillon et signature du collecteur. • Nom complet du médecin, signature et numéro de permis (ou autre prescripteur qualifié). • Toute information clinique pertinente. • Tests demandés.
Préparation du patient	N/D
Instructions pour le prélèvement de l'échantillon	<ol style="list-style-type: none"> 1) Insérer avec précaution l'écouvillon stérile dans la narine qui présente visuellement le plus de sécrétions. 2) Maintenez l'écouvillon à proximité du plancher des fosses nasales tout en poussant doucement l'écouvillon vers le rhino-pharynx postérieur. 3) Tourner l'écouvillon plusieurs fois. Note : Veuillez vous assurer de récolter autant de sécrétions qu'il soit possible d'obtenir. 4) Placer l'écouvillon dans le milieu de transport approprié et briser la tige de l'écouvillon tel qu'indiqué sur la tige. 5) Acheminer l'échantillon au laboratoire dès que possible, du lundi au vendredi avant 16h00.
Informations supplémentaires	<p>Il est obligatoire de mentionner sur la requête les informations suivantes pour le test d'influenza A, B et H1N1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voyages récents du patient; • Possibles contacts infectieux.
Conservation et stabilité de l'échantillon	<ul style="list-style-type: none"> • Influenza A, B : 2°C à 8°C jusqu'à 9 jours. • H1N1 : 5 jours à température ambiante. • Bordetella pertussis / Bordetella parapertussis : 2°C à 8°C jusqu'à 4 jours ou 2 jours à température ambiante