

CYTOLOGIE URINAIRE

Numéro de document	LA-75-WI-035F_02.50
Date de révision	2024-oct-23
Type d'échantillon requis	<ul style="list-style-type: none"> Échantillon d'urine
Fournitures médicales	<ul style="list-style-type: none"> Contenant stérile régulier (pour la collecte d'urine) Contenant d'urine stérile avec 10 ml de la solution Cytolyt™ (pour le transport du spécimen) Sac biorisque Requête de cytologie urinaire : RR-10-RQ-125
Guide d'utilisation	<ol style="list-style-type: none"> Tous les spécimens doivent avoir une double identification. (Prénom et nom de famille du patient, date de naissance ou numéro de RAMQ). L'utilisation des gants est nécessaire lors de la manipulation des échantillons biologiques. Une requête valide doit inclure les informations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> Prénom et nom du patient, date de naissance ou numéro de RAMQ et le sexe du patient. La date et l'heure de la collecte de l'échantillon et signature du collecteur. Le nom complet du médecin, signature et numéro de permis (ou autre prescripteur qualifié). Toute information clinique pertinente. Tests demandés.
Préparation du patient	<ul style="list-style-type: none"> La première urine du matin de doit pas être collecté. Il est recommandé de prendre 1 échantillon par jour pendant 3 jours consécutifs. Pour les femmes : l'urine ne doit pas être collecté pendant les menstruations.
Instructions pour le prélèvement de l'échantillon	<ol style="list-style-type: none"> Ne prenez pas la première urine du matin; Lors de la prochaine envie d'uriner, lavez les mains avec de l'eau et du savon et les assécher soigneusement; Ouvrez le contenant d'urine stérile sans liquide, et prélevez l'urine en suivant les instructions ci-dessous : <ul style="list-style-type: none"> Commencez à uriner dans la toilette et arrêtez. Urinez dans le contenant (un volume d'au moins 30 mL est requis). Si nécessaire, finissez d'uriner dans la toilette. Ouvrez le contenant avec la solution de 10mL de Cytolyt™; <ul style="list-style-type: none"> Versez 30 mL d'urine dans le contenant. Le volume total à l'intérieur du contenant ne doit pas dépasser 40mL. Fermez le contenant hermétiquement. Collectez 1 échantillon par jour pendant 3 jours consécutifs, en suivant la même procédure à chaque fois. Identifiez les trois échantillons comme suit : <ul style="list-style-type: none"> Le prénom et le nom de famille du patient; Date de naissance ou numéro d'assurance maladie; Date et heure de collecte. Placez les 3 échantillons dans le sac biorisque et l'ordonnance médicale dans la pochette externe du sac; Envoyez les 3 échantillons au médecin ou au laboratoire le plus rapidement possible.
Informations supplémentaires	N/D
Conservation et stabilité de l'échantillon	<ul style="list-style-type: none"> Température ambiante : dans la solution Cytolyt : 8 jours. Réfrigéré¹, 4 heures sans préservatif.

¹ Transport et conservation des spécimens dans le domaine de la biologie médicale, OPTMQ, Août, 2019, p.24 section 11.10-2.1